



MECCANICA GENERALE

PASTE DIAMANTATE PER LAPPATURA

Le paste diamantate Norton per lappatura sono fornite in concentrazione standard in siringhe da 5g. Polvere di diamante sintetico, selezionato perfettamente per dimensione, viene unita ad una pasta. Quando utilizzata, dovrebbe essere diluita in acqua o alcohol.

APPLICAZIONI E MERCATI

- Usato per la lappatura manuale di una vasta gamma di particolari
- Superfinitura di componenti elettronici, semiconduttori, testine magnetiche, dischi rigidi e vetro ottico
- Finitura per operazioni di routine
- Lappatura di preparazione
- Alta asportazione di materiale, sgrossatura

PASTA DIAMANTATA

- Distribuzione ottimizzata della grana diamantata
- Utilizzo facile e sicuro

GRADO (MICRON)	COLORE	CONTENUTO	Q.TÀ X CONF	CODICE
1/4	GRIGIO	5g	1	69014154990
1/2	GRIGIO CHIARO	5g	1	69014154991
1	AVORIO	5g	1	69014154992
3	GIALLO	5g	1	69014154993
3	GIALLO	18g	1	66260300398
6	ARANCIONE	5g	1	69014154994
9	VERDE	5g	1	69014154995
12	AZZURRO	5g	1	69014154996
15	BLU	5g	1	69014154997
20	MARRONE	5g	1	69014154998
30	ROSSO	5g	1	69014154999
45	NOCCIOLA	5g	1	69014155000
60	VIOLA	5g	1	69014155001

Alcuni articoli non elencati in tabella sono disponibili su ordinazione - tempo di consegna 3 settimane

Nella gamma è disponibile anche il DILUENTE, da utilizzare durante le operazioni di lucidatura.

DESCRIZIONE ARTICOLO	CONTENUTO	Q.TÀ X CONF	CODICE
SPD 125ML BOTTLE WS THINNER 0 0	125ML	1	60157637823*



* Articolo su ordinazione